



Clorox Commercial Solutions®

Clorox® Germicidal Bleach₁

Instructions for using portable dispensing system

For more information,
contact your Clorox sales
representative or call
800-234-7700.

email:
healthcare@clorox.com
visit us:
www.cloroxhealthcare.com



1. Insert dip tube into Clorox® Germicidal Bleach₁ bottle.



2. Push down and tighten collar.



3. Ensure valve on portable dispensing system is set to OFF (vertical). Connect hose from water source. Turn on cold water supply.



4. To dispense a 1:9 bleach dilution* (~8700 ppm available chlorine), place output tube into a clean receiving container and set valve to ON (horizontal). When done, turn water lever to OFF (vertical). Turn off water source, and then disconnect hose from water source. When bottle is empty, remove adapter cap and dip tube and repeat with a new, full bottle of Clorox® Germicidal Bleach₁.





Clorox Commercial Solutions®

Blanqueador Germicida Clorox®₁

Instrucciones para usar el sistema medidor portátil

Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas de Clorox o llame al 800-234-7700.

correo electrónico: healthcare@clorox.com
visítenos: www.cloroxhealthcare.com



1. Introduzca el tubo de toma en la botella del Blanqueador Germicida Clorox®₁.



2. Empuje hacia abajo y apriete el cuello.



3. Asegúrese que la válvula del sistema medidor portátil esté en la posición de cerrado "OFF" (vertical). Conecte la manguera de la fuente de agua. Abra el suministro de agua fría.



4. Para sacar una dilución* de 1:9 de blanqueador (~8700 ppm de cloro disponible), coloque el tubo de salida dentro de un recipiente limpio de recepción y ponga la válvula en la posición de abierto "ON" (horizontal). Cuando termine, gire la palanca del agua a la posición de cerrado "OFF" (vertical). Cierre la fuente de agua y luego desconecte la manguera de la fuente de agua. Cuando la botella esté vacía, quite la tapa adaptadora y el tubo de toma y repita con una botella nueva y llena del Blanqueador Germicida Clorox®₁.

